


## ▼ PromoMats ↔ ▼ Medical

PromoMats-Medical Connection은 문서 관리를 간소화하고 메디컬 팀과 홍보 팀 간의 협업을 강화합니다. 이는 PromoMats와 Medical Vault 간의 양방향 연결을 통해 정상 상태(steady-state) 문서와 해당 앵커를 자동으로 원활하게 전송합니다.

### 제품 작동 방식

문서 전송을 진행하려면 소스 및 대상 Vault 모두에서 PromoMats-Medical Connection 기능을 설정해야 합니다. PromoMats-Medical Connection은 표준 Vault-to-Vault 프레임워크를 활용하여 소스 문서를 기반으로 Crosslink와 앵커를 생성합니다.

예를 들어, Veeva Medical에 저장된 의학 문헌 참고자료를 Veeva PromoMats로 전송하여 홍보 자료의 클레임을 뒷받침하는 용도로 사용할 수 있습니다. 먼저, 의학부는 Veeva Medical 내에서 초안 문서를 생성 및 업로드하고 앵커를 추가합니다. 검토 후 문서가 승인된 정상 상태가 되면, Connection이 PromoMats 내에 Crosslink를 생성하여 문서와 앵커를 전송합니다. 이를 통해 각 팀은 연결된 참고자료를 소스 Vault에 있는 원본 소스 문서와의 연관 관계로 직접 확인할 수 있습니다.



### 특장점

PromoMats-Medical Connection을 통해 홍보 및 메디컬 팀은 문서의 최신 정상 버전을 자동으로 확인하고 관련 앵커를 활용할 수 있으며, 이를 통해 팀 간의 협업과 규제 준수 상태를 유지할 수 있습니다. 주요 활용 사례:

- Veeva Medical의 의학 문헌 참고 문서를 Veeva PromoMats로 전송
- RIM-PromoMats Connection을 통해 Veeva PromoMats의 라벨링 문서를 Veeva Medical로 전송
- PromoMats-Medical Connection을 통해 생성된 Crosslinks에 앵커 생성

이 Veeva Connection 도입에 대해 더 알고 싶으시면 Veeva 고객 파트너에게 문의해 주세요.